

	Resultado obtenido	Unidades	Nivel de Comparación	Error relativo (%)	Z-Score	Desempeño
Alanina aminotransferasa	88,7	U/L	Método	0,7	0,09	● Satisfactorio
Albúmina	3,38	g/dL	Global	0,1	0,01	● Satisfactorio
Alfa-amilasa	203,5	U/L	Método	-0,8	-0,08	● Satisfactorio
Aspartato aminotransferasa	117,5	U/L	Método	0,2	0,02	● Satisfactorio
Bilirrubina total	3,65	mg/dL	Método	1,0	0,14	● Satisfactorio
Calcio	10,7	mg/dL	Global	-0,1	-0,02	● Satisfactorio
Cloruros	108	mmol/L	Global	-1,5	-0,51	● Satisfactorio
Colesterol	204	mg/dL	Global	0,7	0,13	● Satisfactorio
Colesterol HDL	97,8	mg/dL	Método	-0,2	-0,02	● Satisfactorio
Creatinina	3,1	mg/dL	Método	-0,6	-0,10	● Satisfactorio
Fosfatasa alcalina	238,5	U/L	Método	-1,0	-0,05	● Satisfactorio
Fosfato inorgánico	6,58	mg/dL	Global	-0,8	-0,12	● Satisfactorio
Glucosa	181,7	mg/dL	Global	0,3	0,06	● Satisfactorio
Gamma-Glutamiltransferasa	94,5	U/L	Método	0,6	0,11	● Satisfactorio
Magnesio	2,06	mg/dL	Global	-0,6	-0,05	● Satisfactorio
Potasio	4,98	mequiv/L	Global	0,0	-0,01	● Satisfactorio
Proteína	6,2	g/dL	Global	0,1	0,03	● Satisfactorio
Sodio	144,2	mmol/L	Global	0,0	-0,02	● Satisfactorio
Triglicéridos	128	mg/dL	Global	0,7	0,10	● Satisfactorio
Ácido úrico	7,65	mg/dL	Global	-0,2	-0,03	● Satisfactorio
Urea	82,3	mg/dL	Global	0,7	0,10	● Satisfactorio

BioSystems, S.A (PREVECAL) está acreditado con la norma ISO/IEC 17043:2010

(>>>>) Mensurandos no incluidos en el alcance de la acreditación

Para más información consultar la Guía de Usuario.

Criterio de evaluación del desempeño:

Error relativo > Especificación: Insatisfactorio

Error relativo ≤ Especificación:

z-score ≤ 2: Satisfactorio

z-score >2 y ≤3: Dudoso


z-score >3: Insatisfactorio

NC: No hay suficientes datos.



Informe validado por: Roser Bartra
Director Técnico Prevecal
prevecal@biosystems.es

Evaluación del desempeño del mes en curso



Resultados aberrantes o insatisfactorios acumulados durante el año

	Acumulados
Alanina aminotransferasa	1
Aspartato aminotransferasa	1
Proteína	1
Fosfato inorgánico	0
Ácido úrico	0
Triglicéridos	0
Sodio	0
Potasio	0
Magnesio	0
Gamma-Glutamiltransferasa	0
Glucosa	0
Fosfatasa alcalina	0
Albúmina	0
Creatinina	0
Colesterol HDL	0
Colesterol	0
Cloruros	0
Calcio	0
Bilirrubina total	0
Alfa-amilasa	0
Urea	0

Alanina aminotransferasa

Método: (0120) Medición de NADH 340nm. Sin fosfato de piridoxal
 Reactivo: Human
 Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	382	545
Media robusta (U/L)	88,11	88,04
Desviación estándar laboratorios (U/L)	6,02	6,07
Incertidumbre (U/L)	0,385	0,325
CV (%)	6,8	6,9

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	88,70 U/L	
Error relativo (%)	0,7	0,8
Z-Score	0,09	0,10
Desv. estandar desempeño (Spt) (U/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	6,60	6,90

Especificación para el error de medida: 16,1 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Albúmina

Método: (0210) Verde de Bromocresol
 Reactivo: Human
 Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	243	252
Media robusta (g/dL)	3,38	3,38
Desviación estándar laboratorios (g/dL)	0,23	0,24
Incertidumbre (g/dL)	0,019	0,019
CV (%)	6,9	7,2

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	3,38 g/dL	
Error relativo (%)	0,0	0,1
Z-Score	0,00	0,01
Desv. estandar desempeño (Spt) (g/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	0,21	0,21

Especificación para el error de medida: 10,0 % (Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Alfa-amilasa

Método: (0330) Sustr.derivado de maltotriosa Cromógeno Cloronitrofenol
 Reactivo: Human
 Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	94	190
Media robusta (U/L)	205,11	192,29
Desviación estándar laboratorios (U/L)	21,83	28,25
Incertidumbre (U/L)	2,814	2,561
CV (%)	10,6	14,7

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	203,50 U/L	
Error relativo (%)	-0,8	5,8
Z-Score	-0,08	0,42
Desv. estandar desempeño (Spt) (U/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	19,50	26,80

Especificación para el error de medida: 14,6 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Aspartato aminotransferasa

Método: (0420) Medición de NADH 340nm. Sin fosfato de piridoxal
 Reactivo: Human
 Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	381	544
Media robusta (U/L)	117,30	116,87
Desviación estándar laboratorios (U/L)	8,15	8,48
Incertidumbre (U/L)	0,522	0,454
CV (%)	6,9	7,3

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	117,50 U/L	
Error relativo (%)	0,2	0,5
Z-Score	0,02	0,07
Desv. estandar desempeño (Spt) (U/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	8,60	8,90

Especificación para el error de medida: 16,7 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Bilirrubina total

Método: (0516) Diclorofenil diazonio (DPD)

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	87	480
Media robusta (mg/dL)	3,61	3,66
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	0,26	0,26
Incertidumbre (mg/dL)	0,035	0,015
CV (%)	7,2	7,2

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	3,65 mg/dL	
Error relativo (%)	1,0	-0,4
Z-Score	0,14	-0,05
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	0,27	0,29

Especificación para el error de medida: 26,9 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Calcio

Método: (0610) Cresoftaleína complexona.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	17	166
Media robusta (mg/dL)	10,50	10,72
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	0,51	0,68
Incertidumbre (mg/dL)	0,154	0,066
CV (%)	4,8	6,3

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	10,70 mg/dL	
Error relativo (%)	1,9	-0,1
Z-Score	0,42	-0,02
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	0,44	0,72

Especificación para el error de medida: 10,0 % (Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Cloruros

Método: (0710) Tiocianato mercuríco.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	16	100
Media robusta (mmol/L)	107,10	109,69
Desviación estándar laboratorios (mmol/L)	2,06	3,54
Incertidumbre (mmol/L)	0,644	0,443
CV (%)	1,9	3,2

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	108,00 mmol/L	
Error relativo (%)	0,8	-1,5
Z-Score	0,45	-0,51
Desv. estandar desempeño (Spt) (mmol/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	1,90	3,30

Especificación para el error de medida: 8,0 % (Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Colesterol

Método: (0810) Colesterol esterasa, oxidasa y peroxidasa.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos




Datos Estadísticos Globales:

	Método	Global
Resultados totales	842	876
Media robusta (mg/dL)	202,64	202,62
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	10,24	10,29
Incertidumbre (mg/dL)	0,441	0,435
CV (%)	5,1	5,1

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	204,00 mg/dL	
Error relativo (%)	0,7	0,7
Z-Score	0,13	0,13
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	10,50	10,50

Especificación para el error de medida: 9,0 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)

- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Colesterol HDL

Método: (0910) Precipitación. Fosfotungstato-Mg.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	255	477
Media robusta (mg/dL)	98,00	86,46
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	10,02	19,16
Incertidumbre (mg/dL)	0,784	1,097
CV (%)	10,2	22,2

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	97,80 mg/dL	
Error relativo (%)	-0,2	13,1
Z-Score	-0,02	0,59
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	8,80	19,30

Especificación para el error de medida: 16,6 % (Variabilidad biológica, nivel Mínimo)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Creatinina

Método: (1110) Picrato alcalino (Jaffe) compensado

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:

	Método	Global
Resultados totales	516	855
Media robusta (mg/dL)	3,12	3,11
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	0,19	0,19
Incertidumbre (mg/dL)	0,011	0,008
CV (%)	6,2	6,2

Datos del laboratorio:




Resultado obtenido	3,10 mg/dL	
Error relativo (%)	-0,6	-0,4
Z-Score	-0,10	-0,06
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	0,20	0,20

Especificación para el error de medida: 15,0 %

(Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio**

(Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Fosfatasa alcalina

Método: (1330) Sustrato 4-nitrofenil fosfato.Tampón dietanolamina (DEA)

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	66	350
Media robusta (U/L)	240,80	202,95
Desviación estándar laboratorios (U/L)	31,83	26,93
Incertidumbre (U/L)	4,897	1,799
CV (%)	13,2	13,3

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	238,50 U/L	
Error relativo (%)	-1,0	17,5
Z-Score	-0,05	1,55
Desv. estandar desempeño (Spt) (U/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	42,00	23,00

Especificación para el error de medida: 15,8 % (Variabilidad biológica, nivel Mínimo)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Fosfato inorgánico

Método: (1410) Fosfomolibdato con medición a 340 nm

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	85	106
Media robusta (mg/dL)	6,63	6,63
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	0,34	0,39
Incertidumbre (mg/dL)	0,047	0,047
CV (%)	5,2	5,9

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	6,58 mg/dL	
Error relativo (%)	-0,8	-0,8
Z-Score	-0,13	-0,12
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL)	0,41	0,43
(Utilizado para el cálculo del z-score)		

Especificación para el error de medida: 10,1 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Glucosa

Método: (1610) Glucosa oxidasa
 Reactivo: Human
 Instrumento: Otros Instrumentos




Datos Estadísticos Globales:

	Método	Global
Resultados totales	763	890
Media robusta (mg/dL)	181,50	181,21
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	8,25	8,12
Incertidumbre (mg/dL)	0,373	0,340
CV (%)	4,5	4,5

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	181,70 mg/dL	
Error relativo (%)	0,1	0,3
Z-Score	0,02	0,06
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	8,90	8,60

Especificación para el error de medida: 9,8 % (Variabilidad biológica, nivel Mínimo)
 Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Gamma-Glutamiltransferasa

Método: (1710) Sust. gamma-glutamyl-3-C-4-N. [Sustrato]>4 mmol/L. IFCC

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	135	184
Media robusta (U/L)	93,95	93,53
Desviación estándar laboratorios (U/L)	5,17	5,07
Incertidumbre (U/L)	0,557	0,467
CV (%)	5,5	5,4

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	94,50 U/L	
Error relativo (%)	0,6	1,0
Z-Score	0,11	0,19
Desv. estandar desempeño (Spt) (U/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	4,90	5,20

Especificación para el error de medida: 22,1 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según método)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Magnesio

Método: (2120) Azul de xilidilo.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	76	87
Media robusta (mg/dL)	2,08	2,07
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	0,22	0,21
Incertidumbre (mg/dL)	0,031	0,028
CV (%)	10,5	9,9

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	2,06 mg/dL	
Error relativo (%)	-0,9	-0,6
Z-Score	-0,08	-0,05
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL)	0,23	0,22
(Utilizado para el cálculo del z-score)		

Especificación para el error de medida: 20,0 % (Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Potasio

Método: (2290) Otros métodos.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	51	109
Media robusta (mequiv/L)	4,99	4,98
Desviación estándar laboratorios (mequiv/L)	0,15	0,16
Incertidumbre (mequiv/L)	0,026	0,019
CV (%)	2,9	3,2

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	4,98 mequiv/L	
Error relativo (%)	-0,3	0,0
Z-Score	-0,11	-0,01
Desv. estandar desempeño (Spt) (mequiv/L)	0,13	0,15
(Utilizado para el cálculo del z-score)		

Especificación para el error de medida: 7,3 % (Variabilidad biológica, nivel Mínimo)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Proteína

Método: (2310) Reacción de Biuret.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	283	291
Media robusta (g/dL)	6,19	6,19
Desviación estándar laboratorios (g/dL)	0,23	0,24
Incertidumbre (g/dL)	0,017	0,017
CV (%)	3,7	3,8

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	6,20 g/dL	
Error relativo (%)	0,2	0,1
Z-Score	0,04	0,03
Desv. estandar desempeño (Spt) (g/dL)	0,24	0,25
(Utilizado para el cálculo del z-score)		

Especificación para el error de medida: 8,0 % (Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Sodio

Método: (2490) Otros métodos.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	43	103
Media robusta (mmol/L)	143,99	144,26
Desviación estándar laboratorios (mmol/L)	4,16	3,66
Incertidumbre (mmol/L)	0,793	0,451
CV (%)	2,9	2,5

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	144,20 mmol/L	
Error relativo (%)	0,2	0,0
Z-Score	0,07	-0,02
Desv. estandar desempeño (Spt) (mmol/L) (Utilizado para el cálculo del z-score)	2,80	3,20

Especificación para el error de medida: 4,0 % (Estado Tecnología)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Triglicéridos

Método: (2510) Lipasa glicerol quinasa colorimétrico

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	575	840
Media robusta (mg/dL)	127,12	127,10
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	7,87	7,96
Incertidumbre (mg/dL)	0,410	0,343
CV (%)	6,2	6,3

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	128,00 mg/dL	
Error relativo (%)	0,7	0,7
Z-Score	0,10	0,10
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	8,60	8,70

Especificación para el error de medida: 14,0 % (Variabilidad biológica, nivel Óptimo)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Ácido úrico

Método: (2612) Uricasa / Peroxidasa.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	682	734
Media robusta (mg/dL)	7,67	7,67
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	0,49	0,50
Incertidumbre (mg/dL)	0,023	0,023
CV (%)	6,3	6,6

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	7,65 mg/dL	
Error relativo (%)	-0,2	-0,2
Z-Score	-0,03	-0,03
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	0,53	0,53

Especificación para el error de medida: 12,0 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente

Urea

Método: (2710) Glutamato deshidrogenasa.

Reactivo: Human

Instrumento: Otros Instrumentos

Datos Estadísticos Globales:




	Método	Global
Resultados totales	383	718
Media robusta (mg/dL)	81,35	81,73
Desviación estándar laboratorios (mg/dL)	4,90	5,30
Incertidumbre (mg/dL)	0,313	0,247
CV (%)	6,0	6,5

Datos del laboratorio:

Resultado obtenido	82,30 mg/dL	
Error relativo (%)	1,2	0,7
Z-Score	0,18	0,10
Desv. estandar desempeño (Spt) (mg/dL) (Utilizado para el cálculo del z-score)	5,30	5,60

Especificación para el error de medida: 15,5 % (Variabilidad biológica, nivel Deseable)

Desempeño: **Satisfactorio** (Según global)



- Dato aberrante. Resultado no tenido en cuenta en los cálculos
- Resultado fuera de gráfico. Ver informe del mes correspondiente